



MD-A 便携式核酸检测箱

核酸检测实验室
集于一箱

- 集成了核酸检测必备仪器
- 整箱轻松飞机托运



Everyone Can Benefit
From Molecular Diagnostics

www.coyotebio.com

产品特点

- 样品研磨 → 核酸提取 (磁珠法) → 实时荧光定量分析整体解决方案
- 便携、防震，真正做到实时实地检测
- 可搭配通用试剂耗材使用
- 12V DC，车载充电，亦可搭配电池盒供电
- 操作简便，极大降低了对人员和环境的要求

应用领域



疾控应急



食品安全



试剂开发



动物检疫



环境生态



物证鉴定

系统配置



Mini8 实时荧光定量 PCR 仪



平板电脑



移液枪



电池盒



磁力架



金属浴



组织研磨器



双容量迷你离心机

卡尤迪生物科技(北京)有限公司
北京市海淀区上地信息路
12号2层A区211/213

卡尤迪生物科技宜兴有限公司
江苏省宜兴市经济技术开发区
光电子产业园4号楼B栋

Coyote Bioscience USA Inc.
1506 Dell Ave, Suite A,
Campbell, CA 95008

电话: 010-62977520
传真: 010-64844237-8000
邮箱: sales@coyotebio.com



卡尤迪生物