




# H203/Pad3 加热制冷金属浴系列

## 实验温控一站式解决



- 模块组合 自由搭配
- 小巧美观 移动便携
- 导水设计 防止漏电
- 12V 直流供电 安全方便



Everyone Can Benefit  
From Molecular Diagnostics

[www.coyotebio.com](http://www.coyotebio.com)

## H203 系列金属浴

型号	H203-96	H203-96L	H203-H	H203-100C	H203-PRO	H203-PROIII
温度控制范围	0°C	16°C	室温 +2-100°C	0-100°C	0-100°C	0-100°C
温度显示精度	/	/	0.1°C	0.1°C	0.1°C	0.1°C
温度控制精度	±0.2°C	±0.2°C	±0.2°C	±0.2°C	±0.2°C	±0.2°C
温度均一性	±0.2°C	±0.2°C	±0.2°C	±0.2°C	±0.2°C	±0.2°C
升温速度	/	/	8°C/min (25-95°C区间平均)	9°C/min (25-95°C区间平均)	9°C/min (25-95°C区间平均)	9°C/min (25-95°C区间平均)
降温速度	3.5°C/min (25-0°C区间平均)	4.5°C/min (25-16°C区间平均)	/	3°C/min (25-4°C区间平均)	3°C/min (25-4°C区间平均)	3°C/min (25-4°C区间平均)
使用环境温度	8-25°C	8-30°C	8-30°C	8-30°C	8-30°C	8-30°C
程控时间范围	/	/	/	/	1分-23时59分	3段 1分-23时59分
电源	12V 7A 直流	12V 7A 直流	12V 5A 直流	12V 7A 直流	12V 7A 直流	12V 7A 直流
外形尺寸	185*185*90mm	185*185*90mm	185*185*90mm	185*185*90mm	185*185*90mm	185*185*90mm
机身净重	1.2kg	1.2kg	1.0kg	1.2kg	1.2kg	1.2kg

## Pad3 系列金属浴

型号	Pad3-100C	Pad3-H	Pad3-3H
温度控制范围	0-100°C	室温 -100°C	室温 -100°C
温度显示精度	0.1°C	0.1°C	0.1°C
温度控制精度	±0.2°C	±0.2°C	±0.2°C
温度均一性	±0.2°C	±0.2°C	±0.2°C
升温速度	10°C/min (25-95°C)	9°C/min (25-95°C)	9°C/min (25-95°C)
降温速度	4°C/min (25-4°C)	/	/
使用环境温度	8-30°C	8-30°C	8-30°C
程控时间范围	/	/	/
电源	12V 5A 直流	12V 3A 直流	12V 7A 直流
外形尺寸	130*130*85mm	130*130*85mm	130*395*85mm
机身净重	0.7kg	0.4kg	2.0kg

## 金属浴可选模块

型号	模块
QBLOCK-0.2	0.2ml*24
QBLOCK-0.5	0.5ml*12
QBLOCK-1.5	1.5ml*6
QBLOCK-2.0	2.0ml*6
HBLOCK-15	15.0ml*6
HBLOCK-50	50.0ml*3
FBLOCK-96	0.2ml*96
FBLOCK-5SLIDES	SLIDES*5



\*H203 系列可匹配 4 个模块  
\*Pad3 系列可匹配 2 个模块

