

卡尤迪全自动核酸检测机器人 闪测精灵 Flash 10 小巧全能 极速精准



让每一个人都受益于分子诊断

产品优势

卡尤迪汀测™

场景检测需求



产品参数

升降温速度: 管内液体测量的平均升降温速度9°C/s

光学通道: FAM/HEX/ROX/CY5

降低实验室建设要求

检测通道: 四个独立反应模块,可实现矩阵

配套试剂: 试剂预分装,试剂常温储存,含灭活型样本保存液

数据分析: 智能结果分析和判读系统;实现检测过程动态监控、检测结果实时传输、数据信息即时统计,兼容LIS系统双向传输

场 地: 可搭配方舱、一间实验室内进行

最低检出限: 新冠 100copies/mL

检测时间: 上样1分钟,样本进结果出20分钟 检测通量: 4管/20分钟,12管/小时,288管/每天

尺 寸: 460mm(长)*320mm(宽)*438mm(高)

检测项目

新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒

新型冠状病毒2019-nCoV和甲型乙型流感病毒核酸联合检测试剂盒(荧光PCR法)

鼻病毒、偏肺病毒、腺病毒、副流感I、II、III(荧光PCR法)

麻疹病毒和风疹病毒核酸检测试剂盒(荧光PCR法)

柯萨奇病毒A16型和肠道病毒71型核酸检测试剂盒(荧光PCR法)

乙型肝炎病毒、丙型肝炎病毒核酸检测试剂盒(荧光PCR法)

人类免疫缺陷病毒1型(HIV-1)核酸检测/测定试剂盒(荧光PCR法)

单纯疱疹病毒I和II型核酸分型检测试剂盒(荧光PCR法)

沙眼衣原体/淋球菌/解脲脲原体核酸检测试剂盒(荧光PCR法)

登革热病毒核酸检测试剂盒(荧光PCR法)

诺如病毒GI/GII分型核酸检测试剂盒(荧光PCR法)

沙门氏菌核酸检测试剂盒(荧光PCR法)

