



更快

1分钟加样
30分钟内出结果



易用

操作简便
解放实验室人员



灵活

随到随检
急诊优先



更广

适配4/48/96通道设备
应用场景更广

甲、乙型流感病毒核酸检测试剂盒 (荧光 PCR 法)

产品简介

- **检测方法** 实时荧光定量PCR法（荧光探针技术）
- **检测指标** 甲型流感病毒M基因、乙型流感病毒的NS1基因
- **样本类型** 口咽拭子
- **检出限** 5×10^2 copies/mL
- **储存条件** $-20 \pm 5^\circ\text{C}$ 避光储存，有效期为12个月
- **包装规格** 24测试/盒、48测试/盒、96测试/盒

适用机型


🔧 A试剂：ABI7500、Bio-Rad CFX96、Gentier 48E

🔧 B试剂：Flash20



国械注准20223401174

专利技术支撑——较常规PCR，流程大大简化，操作更便捷，更快速



独立反应模块——随到随检、快速响应急诊急症需求，应用更广

检验科

分子/中心实验室

发热门诊实验室

疾控海关实验室

流感病毒-国家重点监测病原体

流行性感冒（以下简称流感）是流感病毒引起的一种急性呼吸道传染病，甲型和乙型流感病毒每年呈季节性流行。流感起病急，部分患者因出现肺炎等并发症或基础疾病加重发展成重症病例，也有少数病例因急性呼吸窘迫综合征（ARDS）等并发症而死亡。

重症流感主要发生在老年人、年幼儿童、有慢性基础疾病者等高危人群。

对于流感病毒的病原学检测，最新指南中强调：病毒核酸检测的敏感性和特异性更高。

流行性感冒诊疗方案（2022年版）——中华人民共和国国家卫生健康委员会

根据国家流感中心2022年3月11号发布的流感周统计数据：

- 南方省份流感病毒爆发流行仍在上升，且高于去年同期
- 目前监测到的流感病毒中乙型流感系占绝对优势
- 流感季不止在秋冬，四季均有爆发

搭载Flash20，检测体系更简单、更快速



关注卡尤迪生物

北京卡尤迪生物科技股份有限公司

电话：400-807-3999

网址：www.coyotebio.com

地址：北京市海淀区上地信息路12号2层A区211/213

彩页版本号：V20220909